


# sinus-SuperFlex-418

4F  
0.018"



Ø 3 - 6 mm  
Comprimentos de 20 - 130 mm  
4f - SFA & BTK


## O Stent Superflexível e Forte

- Superflexível com máxima força radial
- Ótima adaptação ao vaso



### Técnica Anti-Salto

- Para uma colocação segura e exata, sobretudo no caso de stents curtos



### Bainha externa entrançada

- Força mínima necessária para liberação fácil do stent
- Resistente à torção e extremamente flexível para um direcionamento perfeito



# sinus-SuperFlex-418

4F  
0.018"

- Dispositivo de aplicação 4F adaptado ao fio-guia de 0,018"
- Marca de platino proximal en el catéter interno y distal en la vaina externa



Dispositivo de Aplicação	Comprimento	Ø / mm	Ø / mm	Ø / mm	Ø / mm	Ø / mm	Ø / mm
F/cm	mm	3	4	5	6	7	8
4F-85 cm	30						7808-2030
	40						7808-2040
	60						7808-2060
	80						7808-2080
	100						7808-2100
	130						7808-2130
4F-135 cm	30	7803-7530	7804-7530	7805-7530	7806-7530	7807-7530	
	40	7803-7540	7804-7540	7805-7540	7806-7540	7807-7540	
	60	7803-7560	7804-7560	7805-7560	7806-7560	7807-7560	
	80	7803-7580	7804-7580	7805-7580	7806-7580	7807-7580	
	100	7803-7510	7804-7510	7805-7510	7806-7510	7807-7510	
	130	7803-7513	7804-7513	7805-7513	7806-7513	7807-7513	
	150	7803-7515	7804-7515	7805-7515	7806-7515		
	180	7803-7518	7804-7518	7805-7518	7806-7518		
200		7804-7520	7805-7520	7806-7520			

Adaptado ao fio-guia de 0,018"

Embalagem: 1 unidade



Desenho de célula aberta