

# sinus-Repo-418

4F  
0.018"



Ø 3 - 6 mm  
Comprimentos de 20 - 130 mm

## O Stent Reposicionável e Poderoso

- Máxima força radial em segmentos retos de vaso e estenoses altamente calcificadas
- Totalmente reposicionável (até 80% com o tamanho especificado) para uma colocação perfeita do stent com a máxima segurança



### Ponta Flexível e Atraumática

- ótima para passar estenoses
- Ponta radiopaca



### Polimento Eletrolítico

- Cria uma superfície lisa no stent

Sistema com stent de Nitinol auto-expansível

**GF**  
-MEDICAL PROFILE-

# sinus-Repo-418

4F  
0.018"

- Dispositivo de aplicação 4F adaptado ao fio-guia de 0,018"

Dispositivo de Aplicação	Comprimento	Ø / mm	Ø / mm	Ø / mm	Ø / mm
F/cm	mm	3	4	5	6
4F-85 cm	20	7903-2020	7904-2020	7905-2020	7906-2020
	30	7903-2030	7904-2030	7905-2030	7906-2030
	40	7903-2040	7904-2040	7905-2040	7906-2040
	60	7903-2060	7904-2060	7905-2060	7906-2060
4F-135 cm	20	7903-7520	7904-7520	7905-7520	
	30	7903-7530	7904-7530	7905-7530	
	40	7903-7540	7904-7540	7905-7540	
	60	7903-7560	7904-7560	7905-7560	

Adaptado ao fio-guia de 0,018"

Embalagem: 1 unidade

Marcadores de reposicionamento



Desenho de célula fechada

