

Balão Zelos


0.035"




Ø 12 - 28 mm
Comprimentos: 20 - 40 mm

Cateter Balão PTA Zelos

- balão não distensível feito de PET resistente ao desgaste
- excelente perfil de balão com memória de redobragem para facilitar a repassagem





Balão Zelos

0.035"

Suplemento perfeito: Stent de Nitinol Auto-Expansível

- Ø 16 mm a 34 mm
- Comprimento de 30 mm a 100 mm
- Desenho de células fechadas
- Marcadores de tântalo visuais

Código de Produto Utilizável da Haste	Ø Balão	Comprimento do Balão	Tamanho de Introdutor Recomendado	Ø Tamanho da Haste	Comprimento da Haste	Pressão Nominal	Pressão de Rebentamento Nominal
	mm	cm	F	F	cm	bares	bares
1740-1202	12	2	6	5,8	100	4	10
1740-1204	12	4					
1740-1402	14	2	7	6,5	100	4	10
1740-1404	14	4					
1740-1602	16	2	8	6,5	100	4	8
1740-1604	16	4					
1740-1802	18	2	8	7	100	4	6
1740-1804	18	4					
1740-2002	20	2	9	7	100	4	6
1740-2004	20	4					
1740-2202	22	2	10	8	100	4	6
1740-2204	22	4					
1740-2402	24	2	10	8	100	3	5
1740-2404	24	4					
1740-2602	26	2	12	8	100	3	5
1740-2604	26	4					
1740-2802	28	2	12	9	100	3	4

Adaptado ao fio-guia de 0,035"

Embalagem: 1 unidade