

SPIRALE®

COIL DE DESTAQUE LIVRE



- ▲ *Constituído em platina*
- ▲ *Alta radiopacidade*
- ▲ *Compatível com MRI*
- ▲ *Soft e flexível*
- ▲ *Com fibras de Dracon*
- ▲ *Indicação: embolização de fístulas e aneurismas*




Coil 0,015" com fibra
(introduzir com guia 0,021")

Catéter Diagnóstico 3F ou com Diâmetro Interno
de 0,024" e 0,029"

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)
2	25
3	25/50
4	30/50
5	30/60
7	60
9	100

Coil 0,032" com fibra
(introduzir com guia 0,035" ou 0,038")
Catéter Diagnóstico 5F ou com Diâmetro Interno
de 0,043" e 0,049"

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)
4	50
5	60
6	60
8	60/100/200
10	100
12	200
15	200



Soluções para vida

Distribuído por:

CMS Medical Ltda

Rua Sampaio Viana, nº 202, Cj. 103

Paraíso - São Paulo - SP - CEP: 04004-000

Fone/Phone: +55 (11) 2125-8900