



SCITECH[®]
Innovation for Life



V A S C U L A R

Embosoft
Microspheres

Embosoft

Microspheres

Indicações:

- Oclusões vasculares
- MAV - Malformação arteriovenosa
- Tumores hipervasculares


Polifit-70® Material Exclusivo

- Alto índice de compressão (60,3% sem ruptura)



Características:


- Fácil injeção
- Menor probabilidade de obstrução do cateter
- Embolização mais distal
- Fechamento do vaso mais seguro e efetivo



5 Opções de Tamanho

- 100-300µm
- 300-500µm
- 500-700µm
- 700-900µm
- 900-1100µm

Volume: 2ml de partículas



Diâmetro interno do cateter	Micropartícula compatível (µm)				
	100-300	300-500	500-700	700-900	900-1100
0,040" (1020µm)	○	○	○	○	○
0,032" (820µm)	○	○	○	○	○
0,028" (720µm)	○	○	○	○	
0,024" (600µm)	○	○	○		
0,020" (520µm)	○	○	○		
0,017" (420µm)	○	○			

Tabela de Códigos e Medidas

Embosoft	
Tamanho Partícula (µm)	Código
100-300	110749
300-500	110750
500-700	110751
700-900	110752
900-1100	110753

Volume: 2ml de partículas



Scitech Produtos Médicos Ltda - Brasil
www.scitechmed.com
comercial@scitechmed.com
Rua 06 esq. c/ Rua 18 Qd. 21 Lt. 01 e 44
Polo Empresarial Goiás - Ap. Goiânia - GO
CEP: 74985-105
Fone: +55 [62] 4005-3700

Para todas as indicações, contra-indicações, riscos, avisos, precauções e instruções de utilização consulte o manual.
SCITECH é uma marca comercial registrada. © Copyright, 2016 Scitech Produtos Médicos Ltda.
Todos os direitos reservados.